

SANIFICAZIONE ORDINARI E STRAORDINARI DEL RIUNITO

Il riunito dentale sembrerebbe l'attrezzatura più sottoposta alla contaminazione, per questo è il maggior veicolo di contaminazione crociata.

Attualmente la maggior parte dei riuniti sono dotati di sistemi che garantiscono una sanificazione dei circuiti idrici, con prodotti idonei, per la sanificazione ordinari.

Ma questo a volte non è sufficiente, per questo motivo è prevista da alcuni protocolli, una sanificazione straordinaria, soprattutto dopo un fermo prolungato del riunito, come il periodo estivo.

Il motivo principale deriva da un prolungato stazionamento dell'acqua nelle condutture idriche del riunito, aumentando la produzione autogena del **BIOFILM**, sul quale avviene una proliferazione di tutte forme batteriche tra cui la legionella.

Per questo motivo, è indispensabile effettuare una bonifica straordinari, per mano di un tecnico specializzato, che attraverso un sistema ad iniezione, inserisce all'interno del circuito idrico, un prodotto idoneo, "**SafeYou R45**" prodotto che generando radicali liberi garantisce la sterilizzazione e soprattutto l'eliminazione del **BIOFIL**, con tutto ciò che ne concerne. **SafeYou R45** ha la capacità di disciogliere tutte le sostanze organiche, riducendo il **BIOFIL** in sostanza liquida.

Una volta effettuata la sanificazione straordinari, è consigliato l'utilizzo di prodotti idonei come **SafeYou DR45**, per mantenere le condutture idriche sempre sanificate, questo è fattibile se il riunito prevede una sistema già installato, diversamente è possibile installare un sistema a bottiglia per effettuare sanificazioni quando necessario.

Inoltre la linea **SafeYou**, prevede un prodotto **DS34**, a base di radicali liberi "free alcool", che garantisce la sterilizzazione delle superfici in soli 5 secondi, rispettando le superfici dello studio.

SAFEYOU:

- **R90**: Sterilizzante a radicali liberi per la sanificazione del riunito, a carico del tecnico.
- **DR45**: Sterilizzante a radicali liberi per la sanificazione del riunito, a carico dello studio.
- **DS34**: Sterilizzante a radicali liberi per tutte le superfici dello studio, tempo di azione 5 secondi, "free Alcool"